




Tabela de Valores

Documento atualizado
em 05/02/2025

Ajustes e alterações podem ocorrer sem aviso prévio.





Geradores de ozônio medicinal

Todos os geradores Philozon contam com:



Sistema Flow Control

Através de um sistema eletrônico, o equipamento regula de forma automática o fluxo de oxigênio, possibilitando ao usuário selecionar de forma simples e digital a concentração desejada, sem a necessidade do uso de tabelas e cálculos.



Válvula de Segurança

Travamento automático do fluxo de oxigênio no desligamento do equipamento evitando desperdício e vazamento de oxigênio.



Catalisador de O₃

Converte o ozônio não utilizado em oxigênio. Esta conversão é feita automaticamente pelo catalisador, oferecendo maior segurança na utilização.



Amplo range de concentração de ozônio

Possui um seletor digital no qual você ajusta a concentração de acordo com a necessidade do protocolo escolhido.



Laboratório de calibração



Controle de liberação de O₃

É possível liberar ozônio de forma contínua e fracionada, de acordo com a necessidade clínica.



Multi-idíomas

Possui a opção de selecionar em qual idioma operar o aparelho – Português, Inglês ou Espanhol.



Materiais de alta qualidade

Aço Inox 316L nos bocais de saída e retorno do ozônio. Componentes internos de altíssima qualidade, resistentes ao ozônio.




Standby

Através deste modo é possível ajustar o tempo de operação do equipamento, economizando o consumo de oxigênio.



Excelência em Assistência Técnica





MEDPLUS DENTAL



Novo gerador de ozônio com funções projetadas especificamente para a Odontologia. Inovador, tecnológico e equipado com a exclusiva Peça de Mão, este gerador proporciona alta performance, segurança e precisão para os seus procedimentos.

Registro ANVISA nº 80472919001

R\$ 25.900,00
Cód. 3700



EXCLUSIVA
PEÇA DE MÃO

O Medplus Dental também possui kit transporte, que acompanha:



Maleta com rodinhas



Cilindro de oxigênio
170 L de O₂ comprimidos



Válvula sem fluxômetro

R\$ 28.900,00
Cód. 370000



Espaço para acomodação da Torre de Ozonização de Água

CARACTERÍSTICAS



Monitoramento
Display touch Screen 7"



Tela de estatísticas
Informações sobre o uso do equipamento



Concentrações de O₃
Concentrações de O₃
1 a 80 µg/mL



Liberação de ozônio
Contínua, Fracionada,
Tempo ou Volume



Modo Stand by
Ajustável de 5 a 240s



Ultra Flow Control
Novo sistema de fluxo de oxigênio automático de 0,1 a 1,2 L/min



Multi-idiomas
Português, Inglês e Espanhol



Modo Escuro
Disponível apenas em Português



Sistema de Vácuo
Bomba de vácuo integrada com sistema catalisador de ozônio automático



Led de Identificação
Cores de Led identificam os diferentes modos de utilização



Painel de controle e leitura
Informações sobre o uso do equipamento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 257 x 329 x 175 mm

Peso: 3,5 Kg

Fluxo de oxigênio ajustável: 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 e 1,2 L/min

Bomba de vácuo: -75 kPa de pressão máxima e vazão máxima de 4,3 L/min

Painel de leitura e controle: Display Touch Screen 7"

Concentrações O₃: 1 µg/ml - 80 µg/ml

Produção de O₃: 3.6 g de O₃ por hora

Pressão de oxigênio: Pressão de trabalho entre 2,0 a 3,5 kgf/cm², com válvula fixa

Destrutor de O₃: Destrutor catalítico que converte ozônio em oxigênio

Calibração: Fotométrica (realizada em fábrica)

Fluxo de entrada de oxigênio: Regulado automaticamente (sistema patenteado)

Tensão de alimentação: 100 a 240 V (seleção automática)



MEDPLUS ONE




Reúne tecnologia, performance e precisão. Com design moderno, inovador e funcionalidades inéditas, permite personalizar a prática clínica através de ajustes avançados de fluxo, concentração e modos de liberação de ozônio. Integração e funcionalidade definem novos padrões nos procedimentos com o Medplus One.

Registro ANVISA nº 80472910001

R\$ 18.900,00

Cód. 3800



CARACTERÍSTICAS



Monitoramento
Display touch Screen 7"



Tela de estatísticas
Informações sobre o uso do equipamento



Concentrações de O₃
Concentrações de O₃ 1 a 80 µg/mL



Liberação de ozônio
Contínua, Fracionada, Tempo ou Volume



Modo Stand by
Ajustável de 5 a 240s



Ultra Flow Control
Novo sistema de fluxo de oxigênio automático de 0,1 a 1,2 L/min



Multi-idiomas
Português, Inglês e Espanhol



Modo Escuro
Disponível apenas em Português



Sistema de Vácuo
Bomba de vácuo integrada com sistema catalisador de ozônio automático



Led de Identificação
Cores de Led identificam os diferentes modos de utilização



Painel de controle e leitura
Informações sobre o uso do equipamento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 230 x 306 x 175 mm

Peso: 3 Kg

Fluxo de oxigênio ajustável: 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 e 1,2 L/min

Bomba de vácuo: -75 kPa de pressão máxima e vazão máxima de 4,3 L/min

Painel de leitura e controle: Display Touch Screen 7"

Concentrações O₃: 1 µg/ml - 80 µg/ml

Produção de O₃: 3.6 g de O₃ por hora

Pressão de oxigênio: Pressão de trabalho entre 2,0 a 3,5 kgf/cm², com válvula fixa

Destrutor de O₃: Destrutor catalítico que converte ozônio em oxigênio

Calibração: Fotométrica (realizada em fábrica)

Fluxo de entrada de oxigênio: Regulado automaticamente (sistema patenteado)

Tensão de alimentação: 100 a 240 V (seleção automática)

O **Medplus One** também possui kit transporte, que acompanha:



Maleta com rodinhas



Cilindro de oxigênio 170 L de O₂ comprimidos



Válvula sem fluxômetro

R\$ 21.700,00

Cód. 380000



Espaço para acomodação da Torre de Ozonização de Água



MEDPLUS V

Gerador de ozônio Philozon com controles específicos para aplicações em saúde e com sistema de vácuo integrado.

Registro ANVISA nº 80472910001

R\$ 13.900,00 Cód. 1495

CARACTERÍSTICAS



Painel de controle e leitura
Display Colorido 4,3" com botões Touch Screen



Smart Flow Control
Sistema exclusivo de fluxo de oxigênio automático



Concentrações de O₃
Concentrações de O₃ 1 a 80 µg/mL



Liberação de ozônio
Tempo, Contínua ou Fracionada



Sistema de Vácuo com Catalisador
Bomba de vácuo integrada com sistema destrutor de ozônio automático



Modo Standby
Ajustável de 5 a 240s



Botões de identificação
Cores dos botões identificam os diferentes modos de utilização



Tela de estatísticas
Informações sobre o uso do equipamento



Multi-idiomas
Português, Inglês e Espanhol



Outros diferenciais
Novo design com dimensões: 26,5 x 32 x 17 cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 265 x 327 x 176 mm

Peso: 3,62 Kg

Fluxo de oxigênio automático: 0,2 a 1,2 L/min

Bomba de vácuo: 15 PSI de pressão máxima e vazão máxima de 4,3 L/min

Painel de leitura e controle: Display colorido 4,3" com botões

Concentrações O₃: 1 µg/ml - 80 µg/ml

Controle de gás: Controle automático, por válvulas solenóides

Pressão de oxigênio: 3,5 kgf/cm², com válvula reguladora de pressão fixa

Catalisador de O₃: Catalisador químico (destrutor) que converte o ozônio em oxigênio

Calibração: Fotométrica (realizada em fábrica)

Sensores: Sensor para ativar/desativar geração de ozônio pela detecção de oxigênio

Tensão de alimentação: 100 a 240 V (seleção automática) - 50/90Hz

O **Medplus V** também possui kit transporte, que acompanha:



Maleta com rodinhas



Cilindro de oxigênio
170 L de O₂ comprimidos



Válvula sem fluxômetro

R\$ 16.500,00 Cód. 149500





MEDPLUS MX

Gerador de ozônio compacto, versátil e muito fácil de operar.
Com apenas 2,92 Kg, permite transporte com facilidade.
Registro ANVISA nº 80472910001

R\$ 10.900,00
Cód. 1500

CARACTERÍSTICAS

- **Painel de controle e leitura**
Display Colorido 3,5"
- **Smart Flow Control**
Sistema exclusivo de fluxo de oxigênio automático
- **Concentrações de O₃**
Concentrações de O₃ 1 a 65 µg/mL
- **Liberação de ozônio**
Contínua ou Fracionada
- **Destrutor Descarte Manual**
do ozônio através do bocal destrutor
- **Modo Standby**
Ajustável de 5 a 240s
- **Tela de estatísticas**
Informações sobre o uso do equipamento
- **Multi-idiomas**
Português, Inglês e Espanhol
- **Outros diferenciais**
Novo design com dimensões: 20,3 x 22,3 x 18,9 cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 203 x 223 x 189 mm	Pressão de oxigênio: 3,5 kgf/cm², com válvula reguladora de pressão fixa
Peso: 2,92 Kg	Catalisador de O ₃ : Catalisador químico (destrutor) que converte o ozônio em oxigênio
Fluxo de oxigênio automático: 0,6 à 1,2 L/min	Calibração: Fotométrica (realizada em fábrica)
Painel de leitura e controle: Display colorido 3,5" e membrana com botões	Fluxo de entrada de oxigênio: Regulado automaticamente (sistema patenteado)
Concentrações O ₃ : 1 µg/ml - 65 µg/ml	Tensão de alimentação: 100 a 240 V (seleção automática)
Controle de gás: Controle automático, por válvulas solenóides	

O **Medplus MX** também possui kit transporte, que acompanha:

- **Maleta com rodinhas**
- **Cilindro de oxigênio**
170 L de O₂ comprimidos
- **Válvula sem fluxômetro**

R\$ 13.500,00
Cód. 150000





O₃AIR

Sanitizador
para ambientes

O sanitizador de ambientes O₃ Air foi desenvolvido exclusivamente para produzir e aplicar o gás ozônio, a partir do ar (não medicinal) em diferentes espaços de forma mais rápida, eficaz e segura para inativar vírus e eliminar bactérias, fungos, mofo, ácaros e maus odores.

R\$ 2.190,00

Cód. 739

CARACTERÍSTICAS

- Seguro
- Silencioso
- Modo cíclico
- Desligamento automático
- Compacto, leve e de fácil manuseio



O teste de eficácia virucida é um teste laboratorial no qual a ação de um agente, no caso o ozônio gasoso, é testado quanto à sua capacidade de destruir / eliminar os vírus de um determinado ambiente. Os testes e ensaios com o Gerador de Ozônio para ambientes O₃ Air foram realizados pelos laboratórios de virologia do Instituto de Biologia/Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP e da UFF-RJ.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões:	125 x 245 x 217 mm
Peso:	1,8 Kg
Produção:	10gO ₃ /h
Fluxo de vazão:	~1560 L/min
Timer:	10 a 240 minutos
Tensão:	110 a 220 V (manual)



Inativação de 99,9% da contaminação viral, sendo eficaz na destruição de partículas virais, com eficácia inclusive contra o SAR-CoV2.



Redução significativa do tamanho das partículas viáveis e não viáveis, responsáveis pela disseminação de vírus e doenças.



VETPLUS

Praticidade, precisão e performance no tratamento de animais de diferentes portes de pequenos pacientes a grandes espécies.

R\$ 12.900,00

Cód. 4300

CARACTERÍSTICAS



Monitoramento
Display touch Screen 7"



Tela de estatísticas
Informações sobre o uso do equipamento



Concentrações de O₃
Concentrações de O₃ 1 a 70 µg/mL



Liberação de ozônio
Contínua, Fracionada, Tempo ou Volume



Modo Stand by
Ajustável de 5 a 240s



Ultra Flow Control
Novo sistema de fluxo de oxigênio automático de 0,1 a 1,2 L/min



Multi-idiomas
Português, Inglês e Espanhol



Modo Escuro
Disponível apenas em Português



Sistema de Vácuo
Bomba de vácuo integrada com sistema catalisador de ozônio automático



Led de Identificação
Cores de Led identificam os diferentes modos de utilização



Painel de controle e leitura
Informações sobre o uso do equipamento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 230 x 306 x 175 mm

Peso: 3 Kg

Fluxo de oxigênio ajustável: 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 e 1,2 L/min

Bomba de vácuo: -75 kPa de pressão máxima e vazão máxima de 4,3 L/min

Painel de leitura e controle: Display Touch Screen 7"

Concentrações O₃: 1 µg/ml - 70 µg/ml

Produção de O₃: 3.6 g de O₃ por hora

Pressão de oxigênio: Pressão de trabalho entre 2,0 a 3,5 kgf/cm², com válvula fixa

Destrutor de O₃: Destrutor catalítico que converte ozônio em oxigênio

Calibração: Fotométrica (realizada em fábrica)

Fluxo de entrada de oxigênio: Regulado automaticamente (sistema patenteado)

Tensão de alimentação: 100 a 240 V (seleção automática)

O **Vetplus** também possui kit transporte, que acompanha:



Maleta com rodinhas



Cilindro de oxigênio 170 L de O₂ comprimidos



Válvula sem fluxômetro

R\$ 15.900,00

Cód. 430000





Torre de Ozonização de Água 1L

Conheça a nova Torre de Ozonização de Água da Philozon, projetada para oferecer eficiência máxima e manutençõesdescomplicada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensões:** 530 x 172 x 159 mm
- Capacidade:** 1 L
- Torneira:** Teflon com conexão para engate rápido e vedação em silicone
- Coluna:** Coluna em vidro com marcações de nível em 250, 500, 750 e 1000 mL
- Destrutor de O₃:** Destrutor catalítico integrado ao sistema que converte o ozônio em oxigênio
- Irrigador:** Apresenta botão deslizante para liberação de água, possui mangueira com memória e conector de engate rápido para conexão na torre
- Ponteira:** Em aço inox autoclavável e engate próprio para o irrigador
- Vazão de água:** 500 mL/min
- Alimentação Elétrica:** USB-C - 5V - 2A

R\$ 2.690,00

Cód . 3900



Torre de Ozonização de Água 3L

Dispositivo para ozonização de água de uso clínico veterinário. Com capacidade de 3 litros, permite a produção segura e eficiente de água ozonizada para aplicações tópicas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensões:** 670 x 172 x 159 mm
- Capacidade:** 3 L
- Sprayer:** Pistola de liberação de água automática, regulador, bateria recarregável e acionada por botão
- Tubo de Vidro:** Tubo de vidro com marcações de nível em 0,5, 1, 2 e 3L
- Destrutor de O₃:** Destrutor catalítico integrado ao sistema que converte o ozônio em oxigênio
- Vazão de água:** 500 mL/min
- Alimentação Elétrica:** USB-C - 5V - 2A

R\$ 4.290,00

Cód . 5400





Rack para geradores

Destinado ao uso com os geradores Philozon, proporciona apoio seguro e deslocamento eficiente no ambiente clínico. Possui compartimentos para acomodação da Torre de Ozonização de Água e dos cilindros MD, M6 e ME*.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensões:** 429x 510 x 922 mm
- Peso:** 18 Kg
- Materiais:** Corpo em chapa metálica com rodas em plástico
- Compatibilidade:** Compatível com geradores NG possibilitando travamento lateral por pinos; Compatível com Torre de Ozonização de Água 1L possibilitando fixação tipo keyhole, na gaveta lateral; Compatível com os geradores ONE, V II, MX II, Dental e Vetplus, sem possibilidade de travamento.

*Com cilindros ME o compartimento da Torre ficará aberto.

R\$ 3.900,00
Cód. 4200



Case Transporte

Case Transporte com rodinhas para geradores de ozônio Medplus One, Medplus V e Medplus MX. Fabricado em monobloco de fiberglass, e possui rodas e alça retrátil para transporte.



R\$ 1.990,00
Cód. 3951 - One e Dental (NG)

R\$ 1.530,00
Cód. 1227 - V
Cód. 1537 - MX e VETPLUS



Cilindro para oxigênio

São fabricados em liga de alta resistência, conforme normas DOT (Department of Transportation) 3 AL dos EUA e 3ALM do Canadá e são 30% mais leves que os similares em aço.



R\$ 850,00

Cód . 03 - M6 Capacidade para 170L

R\$ 1.250,00

Cód . 05 - MD Capacidade para 425L

R\$ 1.350,00

Cód . 1216 - ME Capacidade para 676L



Bomba de Vácuo portátil

Com catalisador de ozônio interno para geradores de ozônio Philozon, a Bomba realiza a sucção do gás ozônio e o converte em oxigênio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS —

Dimensões: 126 x 196 mm

Peso: 0,8 Kg

R\$ 2.100,00

Cód . 515


Válvula Reguladora de Pressão

Válvulas redutoras de pressão para controle da pressão de saída de oxigênio do cilindro.



R\$ 650,00

Cód . 1859 - sem fluxômetro



R\$ 699,00

Cód . 011 - com fluxômetro



Acessório para ozonizar a água

Frasco de vidro com tampa e borbulhador para ozonizar a água e catalisador de ozônio.

R\$ **810,00**
Cód. 013

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS —

- Capacidade: 500 ml
- Catalisador: Destrutor Químico Catalítico



Ventosa

Ventosas em vidro para aplicação local em 3 tamanhos.

- Cód. 3382 - Ventosa de Vidro Pequena (22mm)
- Cód. 3383 - Ventosa de Vidro Média (46mm)
- Cód. 3384 - Ventosa de Vidro Grande (60mm)

R\$ **180,00**
Unidade



Campânulas Silicone

Para aplicação odontológica.

R\$ **130,00**
Cód. 658



Esteto em formato "Y"

Acessório para aplicação de ozônio.

R\$ **170,00**
Cód. 3381



Chave de Boca 29mm

Aço cromo vanádio com acabamento cromado fosco.

R\$ **80,00**
Cód. 1304



Garrote

Eficiente em procedimentos médico-hospitalares ambulatoriais que requeiram imobilização ou compressão do membro superior e/ou inferior.

R\$ **22,00**
Cód. 1123



Unidade filtrante (filtro biológico)

Indicada para proteger o equipamento de contaminações, de acordo com os protocolos de ozonioterapia.

R\$ **150,00**
Cód. 012 - Pacote c/ 10 Unds.



Seringa Descartável



R\$ **51,00**

Cód. 952 - 20ml Luer Slip - BD
(Pacote com 20 unidades)

R\$ **370,00**

Cód. 964 - 50/60ml Luer Lock - TERUMO
(Caixa 20 unidades)

Agulha Hipod



R\$ **51,00**

Cód. 944 - Amarela 0,30 x 13 (30G 1/2") BD
Caixa com 100 unidades



Sonda Uretral PVC

Cód. 969 - NR 10 FR
Cód. 970 - NR 14 FR
Cód. 971 - NR 12 FR

R\$ **38,00**


Pacote com 20 unidades

Equipo



R\$ **9,90**

Cód. 975 - P/ Trans Sangue Tshirt
Cam Dupla Flexivel - Hartmann



Bolsa Nutrição

R\$ **34,90**

Cód. 957 - 300 ml

R\$ **34,90**

Cód. 1040 - 500 ml



Philozon

O melhor do ozônio.