



Feridas que não cicatrizam? Inflamações e dores persistentes?

Conheça o tratamento eficaz,
econômico e sem efeitos colaterais!

OS BENEFÍCIOS DA

OZONIOTERAPIA

na Medicina Veterinária

Lidar com processos inflamatórios persistentes, feridas crônicas e infecções de difícil resolução é um desafio recorrente na prática clínica veterinária.



A **Ozonioterapia**, reconhecida oficialmente pelo **Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV)** desde 2020 (Resolução nº 1.364/2020), consolida-se como um recurso terapêutico **moderno, eficaz e seguro**.

Com propriedades **antimicrobianas de amplo espectro**, ação anti-inflamatória e capacidade de **estimular a regeneração celular e melhorar a oxigenação tecidual**, o **ozônio medicinal** oferece aplicações versáteis e resultados clinicamente relevantes, tanto em condições agudas quanto crônicas, sem efeitos colaterais e poucas contraindicações.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Além de ampliar o arsenal terapêutico do médico-veterinário, a ozonioterapia representa uma ferramenta de **baixo custo operacional**, com elevado potencial clínico. Seu uso permite **abordagens mais resolutivas e personalizadas**, com **foco na causa do desequilíbrio fisiológico**, e não apenas no controle sintomático. Ao integrar o ozônio medicinal na prática clínica, o profissional pode oferecer **protocolos terapêuticos completos**, reduzindo a dependência de fármacos convencionais e promovendo uma recuperação mais fisiológica.



Isso possibilita não apenas melhores desfechos clínicos, mas também uma nova proposta de valor:

vender tratamentos resolutivos, e não apenas prescrever medicamentos.



INDICAÇÕES DA

OZONIOTERAPIA

O Ozônio medicinal promove uma série de efeitos biológicos que justificam a sua aplicação em diversas condições de animais.

Entre estas, podem os citar:



ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO

- 🐾 Displasia coxofemoral
- 🐾 Artroses e osteoartrites
- 🐾 Lesões ligamentares e musculares
- 🐾 Hérnias de disco
- 🐾 Processos degenerativos da coluna



DOENÇAS INFLAMATÓRIAS E AUTOIMUNES

- 🐾 Dermatites alérgicas e atópicas
- 🐾 Otites crônicas
- 🐾 Doença Inflamatória Intestinal (DII)
- 🐾 Artrites imunomediadas
- 🐾 Reações inflamatórias persistentes



INFECÇÕES E CICATRIZAÇÃO

- 🐾 Feridas contaminadas e de difícil cicatrização
- 🐾 Abscessos
- 🐾 Piometras (como suporte ao tratamento convencional)
- 🐾 Infecções bacterianas e fúngicas resistentes
- 🐾 Estomatites, gengivites e infecções orais crônicas



DERMATOLOGIA E CUIDADOS TÓPICOS

- 🐾 Feridas crônicas e úlceras
- 🐾 Dermatites úmidas e secas
- 🐾 Queimaduras
- 🐾 Piodermites
- 🐾 Micoses



SUORTE SISTÊMICO E CONDIÇÕES METABÓLICAS

- 🐾 Insuficiência renal crônica (como terapia coadjuvante)
- 🐾 Neoplasias (como adjuvante ao tratamento convencional)
- 🐾 Envelhecimento e manutenção da vitalidade celular
- 🐾 Recuperação pós-operatória
- 🐾 Performance esportiva e longevidade

BAIXE NOSSO
EBOOK COMPLETO

Ozonioterapia na
Medicina Veterinária



NOVA GERAÇÃO

VETPLUS

Inovação que transforma.
Conheça o novo padrão em
Ozonioterapia Veterinária

Mais leve, mais inteligente, mais eficiente



A nova geração do Vetplus foi desenvolvida com base na escuta ativa dos profissionais veterinários, resultando em um equipamento mais leve, intuitivo e com alto desempenho.

Mais do que uma atualização estética, ele representa um avanço significativo em precisão, inteligência clínica e segurança.

Com novo design e sistemas internos aprimorados, o Vetplus atende às exigências do dia a dia veterinário, oferecendo controle rigoroso da concentração de ozônio.

Essa precisão é essencial para garantir a eficácia dos tratamentos e evitar reações adversas, especialmente considerando a diversidade de espécies e condições clínicas.

O novo Vetplus eleva o padrão dos atendimentos, unindo tecnologia, confiabilidade e sensibilidade clínica.



NOVO



Ultra Flow Control

Praticidade, precisão e performance no tratamento de animais de diferentes portes de pequenos pacientes a grandes espécies.



Informações TÉCNICAS



Ultra Flow Control

Novo sistema de fluxo de oxigênio automático de 0,1 a 1,2 L/min



Pause

Interrompe a geração de ozônio, sem perder dados de tempo e volume da aplicação.



Concentrações de O₃

Concentrações de O₃
1 a 70 µg/mL



Liberação de ozônio

Contínua, Fracionada,
Tempo ou Volume



Modo Escuro

Disponível apenas
em Português



Modo Standby

Ajustável de 5 a 240s



Led de Identificação

Cores de led identificam os
diferentes modos de utilização



Tela de estatísticas

Informações sobre o uso
do equipamento



Painel de controle e leitura

Display touch Screen 7"



Sistema de Vácuo com Catalisador

Bomba de vácuo integrada
com sistema catalisador
de ozônio automático



Monitoramento

Cálculo de dose
e volume total



Multi-idiomas

Português, Inglês e Espanhol

Peso: 3 kg

**Pressão de entrada
de oxigênio:** 3,5 kgf/cm²,
com válvula regulador
de pressão fixa

Calibração: fotométrica
(realizada em fábrica)

Produção de O₃: 3,6g de O₃
por hora (máximo)

Fluxo de oxigênio: Ajustável
automaticamente e selecionável de
0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 e 1,2 L/min

Tensão de alimentação: 100 a 240V
(seleção automática)

Catalisador interno de O₃: consiste em
um destrutor catalítico que converte o
ozônio em oxigênio

Bomba de Vácuo: -75 kPa de pressão
máxima e vazão máxima de 4,3 L/min

EXCLUSIVA

TORRE DE OZONIZAÇÃO 3L

Dispositivo para ozonização de água de uso clínico veterinário.


Com capacidade de 3 litros, permite a produção segura e eficiente de água ozonizada para aplicações tópicas.

Para **tratamento complementar** em infecções cutâneas

- 🐾 Debridamento e Tratamento de ferida
- 🐾 Desinfecção de ferida
- 🐾 Dermatite cutânea em geral
- 🐾 Quadros de foliculite bacteriana
- 🐾 Distúrbios de desqueratinização
- 🐾 Lavagem de fístulas
- 🐾 Pododermatite
- 🐾 Piodermite

Fácil desmontagem para limpeza

Exclusivo Sprayer com bico regulador para uma aplicação direta.





KIT COMPLETO

Possui como opcional o **Kit Transporte**.

Contém:

Cilindro de oxigênio portátil

Válvula de oxigênio

Case de transporte prática e robusta

VETPLUS

O melhor do ozônio
na Medicina Veterinária



Philozon vet

Rua Rafael Goulart, 133 - Nova Esperança
CEP 88336-285 | Balneário Camboriú/SC

(47) 3366.7700

sac@philozon.com.br




ozoncare

Conheça nossa linha
de óleos ozonizados

Acesse pelo QR code ao lado

NOSSOS
CANAIS



vet.philozon.com.br