




Tabela de Valores

Documento atualizado
em 11/08/2025

Ajustes e alterações podem ocorrer sem aviso prévio.





Geradores de ozônio medicinal

Todos os geradores Philozon contam com:



Sistema Flow Control

Através de um sistema eletrônico, o equipamento regula de forma automática o fluxo de oxigênio, possibilitando ao usuário selecionar de forma simples e digital a concentração desejada, sem a necessidade do uso de tabelas e cálculos.



Válvula de Segurança

Travamento automático do fluxo de oxigênio no desligamento do equipamento evitando desperdício e vazamento de oxigênio.



Catalisador de O₃

Converte o ozônio não utilizado em oxigênio. Esta conversão é feita automaticamente pelo catalisador, oferecendo maior segurança na utilização.



Amplo range de concentração de ozônio

Possui um seletor digital no qual você ajusta a concentração de acordo com a necessidade do protocolo escolhido.



Laboratório de calibração



Controle de liberação de O₃

É possível liberar ozônio de forma contínua e fracionada, de acordo com a necessidade clínica.



Multi-idíomas

Possui a opção de selecionar em qual idioma operar o aparelho – Português, Inglês ou Espanhol.



Materiais de alta qualidade

Aço Inox nos bocais de saída e retorno do ozônio. Componentes internos de altíssima qualidade, resistentes ao ozônio.




Standby

Através deste modo é possível ajustar o tempo de operação do equipamento, economizando o consumo de oxigênio.



Excelência em Assistência Técnica





MEDPLUS DENTAL



Novo gerador de ozônio com funções projetadas especificamente para a Odontologia. Inovador, tecnológico e equipado com a exclusiva Peça de Mão, este gerador proporciona alta performance, segurança e precisão para os seus procedimentos.

Registro ANVISA nº 80472919001

R\$ 25.900,00
Cód. 3700



EXCLUSIVA
PEÇA DE MÃO

O Medplus Dental também possui kit transporte, que acompanha:



Maleta com rodinhas



Cilindro de oxigênio
170 L de O₂ comprimidos



Válvula sem fluxômetro

R\$ 28.900,00
Cód. 370000



Espaço para acomodação da Torre de Ozonização de Água

CARACTERÍSTICAS



Monitoramento

Dose total, Volume total e Tempo total



Tela de estatísticas

Informações sobre o uso do equipamento



Concentrações de O₃

Concentrações de O₃ 1 a 80 µg/mL



Liberação de ozônio

Contínua, Fracionada, Tempo ou Volume



Modo Standby

Ajustável de 5 a 240s



Ultra Flow Control

Novo sistema de fluxo de oxigênio automático de 0,1 a 1,2 L/min



Multi-idiomas

Português, Inglês e Espanhol



Modo Escuro

Disponível apenas em Português



Sistema de Vácuo

Bomba de vácuo integrada com catalisador e desligamento automático



Led de Identificação

Cores de Led identificam os diferentes modos de utilização



Painel de controle e leitura

Display touchscreen 7"

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 257 x 329 x 175 mm

Peso: 3,5 kg

Fluxo de oxigênio ajustável: 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 e 1,2 L/min

Bomba de vácuo: -75 kPa de pressão máxima e vazão máxima de 4,3 L/min

Painel de leitura e controle: Display touchscreen 7"

Concentrações O₃: 1 µg/mL - 80 µg/mL

Produção de O₃: 3,6 g de O₃ por hora

Pressão de oxigênio: Pressão de trabalho entre 2,0 a 3,5 kgf/cm², com válvula fixa

Destrutor de O₃: Destrutor catalítico que converte ozônio em oxigênio

Calibração: Fotométrica (realizada em fábrica)

Fluxo de entrada de oxigênio: Regulado automaticamente pelo exclusivo sistema Flow Control

Tensão de alimentação: 100 a 240 V (seleção automática)



MEDPLUS ONE




Reúne tecnologia, performance e precisão. Com design moderno, inovador e funcionalidades inéditas, permite personalizar a prática clínica através de ajustes avançados de fluxo, concentração e modos de liberação de ozônio. Integração e funcionalidade definem novos padrões nos procedimentos com o Medplus One.

Registro ANVISA nº 80472910001

R\$ 18.900,00

Cód. 3800



CARACTERÍSTICAS



Monitoramento

Dose total, Volume total e Tempo total



Tela de estatísticas

Informações sobre o uso do equipamento



Concentrações de O₃

Concentrações de O₃ 1 a 80 µg/mL



Liberação de ozônio

Contínua, Fracionada, Tempo ou Volume



Modo Standby

Ajustável de 5 a 240s



Ultra Flow Control

Novo sistema de fluxo de oxigênio automático de 0,1 a 1,2 L/min



Multi-idiomas

Português, Inglês e Espanhol



Modo Escuro

Disponível apenas em Português



Sistema de Vácuo

Bomba de vácuo integrada com catalisador e desligamento automático



Led de Identificação

Cores de Led identificam os diferentes modos de utilização



Painel de controle e leitura

Display touchscreen 7"

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 230 x 306 x 175 mm

Peso: 3 kg

Fluxo de oxigênio ajustável: 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 e 1,2 L/min

Bomba de vácuo: -75 kPa de pressão máxima e vazão máxima de 4,3 L/min

Painel de leitura e controle: Display touchscreen 7"

Concentrações O₃: 1 µg/mL - 80 µg/mL

Produção de O₃: 3,6 g de O₃ por hora

Pressão de oxigênio: Pressão de trabalho entre 2,0 a 3,5 kgf/cm², com válvula fixa

Destrutor de O₃: Destrutor catalítico que converte ozônio em oxigênio

Calibração: Fotométrica (realizada em fábrica)

Fluxo de entrada de oxigênio: Regulado automaticamente pelo exclusivo sistema Flow Control

Tensão de alimentação: 100 a 240 V (seleção automática)

O **Medplus One** também possui kit transporte, que acompanha:



Maleta com rodinhas



Cilindro de oxigênio 170 L de O₂ comprimidos



Válvula sem fluxômetro

R\$ 21.700,00

Cód. 380000



Espaço para acomodação da Torre de Ozonização de Água



MEDPLUS NEO

Tecnologia Philozon desde o primeiro atendimento.

O Medplus Neo é o novo gerador de ozônio da Philozon, desenvolvido para ampliar o acesso à Ozonioterapia com segurança, praticidade e respaldo científico. Projetado com interface intuitiva, controle automático de fluxo e design compacto, o Neo oferece uma experiência simplificada, estável e confiável para profissionais que desejam iniciar ou evoluir na prática clínica com ozônio.

Registro ANVISA nº 80472910001

R\$ 12.900,00

Cód. 4400



CARACTERÍSTICAS



Monitoramento

Dose total, Volume total e Tempo total



Tela de estatísticas

Informações sobre o uso do equipamento



Concentrações de O₃

Concentrações de O₃ 1 a 70 µg/mL



Liberação de ozônio

Contínua, Fracionada, Tempo



Modo Standby

Ajustável de 5 a 240s



Smart Flow Control

Novo sistema de fluxo de oxigênio automático de 0,2 a 1,2 L/min



Multi-idiomas

Português, Inglês e Espanhol



Modo Escuro

Disponível apenas em Português



Sistema de Vácuo

Bomba de vácuo integrada com catalisador e desligamento automático



Led de Identificação

Cores de Led identificam os diferentes modos de utilização



Painel de controle e leitura

Display touchscreen 4,3"

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 265 x 327 x 176 mm

Peso: 2,8 Kg

Fluxo de oxigênio automático: 0,2 a 1,2 L/min

Bomba de vácuo: -75kPa de pressão máxima e vazão máxima de 4,3 L/min

Painel de leitura e controle: Display touchscreen 4,3"

Concentrações O₃: 1 µg/ml - 70 µg/ml

Produção de O₃: 2,8 g de O₃ por hora

Pressão de oxigênio: Pressão de trabalho entre 2,0 a 3,5 kgf/cm², com válvula fixa

Destrutor de O₃: Destrutor catalítico que converte ozônio em oxigênio

Calibração: Fotométrica (realizada em fábrica)

Fluxo de entrada de oxigênio: Regulado automaticamente pelo exclusivo sistema Flow Control

Tensão de alimentação: 100 a 240 V (seleção automática)

O **Medplus Neo** também possui kit transporte, que acompanha:



Maleta com rodinhas



Cilindro de oxigênio 170 L de O₂ comprimidos



Válvula sem fluxômetro

R\$ 16.200,00

Cód. 440000



Espaço para acomodação da Torre de Ozonização de Água



MEDPLUS MX

Gerador de ozônio compacto, versátil e muito fácil de operar. Com apenas 2,92 Kg, permite transporte com facilidade.
Registro ANVISA nº 80472910001

R\$ 10.900,00
Cód. 1500

CARACTERÍSTICAS

- Painel de controle e leitura**
Display Colorido 3,5"
- Smart Flow Control**
Sistema exclusivo de fluxo de oxigênio automático
- Concentrações de O₃**
Concentrações de O₃ 1 a 65 µg/mL
- Liberação de ozônio**
Continua ou Fracionada
- Destrutor Descarte Manual**
do ozônio através do bocal destrutor
- Modo Standby**
Ajustável de 5 a 240s
- Tela de estatísticas**
Informações sobre o uso do equipamento
- Multi-idiomas**
Português, Inglês e Espanhol

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 203 x 223 x 189 mm	Pressão de oxigênio: 3,5 kgf/cm², com válvula reguladora de pressão fixa
Peso: 2,92 kg	Catalisador de O₃: Catalisador químico (destrutor) que converte o ozônio em oxigênio
Fluxo de oxigênio automático: 0,4 à 1,2 L/min	Calibração: Fotométrica (realizada em fábrica)
Painel de leitura e controle: Display colorido 3,5" e membrana com botões	Fluxo de entrada de oxigênio: Regulado automaticamente pelo exclusivo sistema Flow Control
Concentrações O₃: 1 µg/mL - 65 µg/mL	Tensão de alimentação: 100 a 240 V (seleção automática)

O **Medplus MX** também possui kit transporte, que acompanha:

- Maleta com rodinhas
- Cilindro de oxigênio
170 L de O₂ comprimidos
- Válvula sem fluxômetro

R\$ 13.500,00
Cód. 150000





O₃AIR

Sanitizador para ambientes

O sanitizador de ambientes O₃ Air foi desenvolvido exclusivamente para produzir e aplicar o gás ozônio, a partir do ar (não medicinal) em diferentes espaços de forma mais rápida, eficaz e segura para inativar vírus e eliminar bactérias, fungos, mofo, ácaros e maus odores.

R\$ 2.190,00

Cód. 739

garantia de eficácia

O₃AIR
laudo técnico

UFF - RJ
UNICAMP - SP

O teste de eficácia virucida é um teste laboratorial no qual a ação de um agente, no caso o ozônio gasoso, é testado quanto à sua capacidade de destruir / eliminar os vírus de um determinado ambiente. Os testes e ensaios com o Gerador de Ozônio para ambientes O₃ Air foram realizados pelos laboratórios de virologia do Instituto de Biologia/Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP e da UFF-RJ.

CARACTERÍSTICAS

- Seguro
- Silencioso
- Modo cíclico
- Desligamento automático
- Compacto, leve e de fácil manuseio

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 125 x 245 x 217 mm

Peso: 1,8 Kg

Produção: 10gO₃/h

Fluxo de vazão: 1560 L/min

Timer: 10 a 240 minutos

Tensão: 110 a 220 V (manual)



UNICAMP

Inativação de 99,9% da contaminação viral, sendo eficaz na destruição de partículas virais, com eficácia inclusive contra o SAR-CoV2.



Redução significativa do tamanho das partículas viáveis e não viáveis, responsáveis pela disseminação de vírus e doenças.



VETPLUS

Praticidade, precisão e performance no tratamento de animais de diferentes portes de pequenos pacientes a grandes espécies.

R\$ 12.900,00

Cód. 4300

CARACTERÍSTICAS



Monitoramento
Dose total, Volume total e Tempo total



Tela de estatísticas
Informações sobre o uso do equipamento



Concentrações de O₃
Concentrações de O₃ 1 a 70 µg/mL



Liberação de ozônio
Contínua, Fracionada, Tempo ou Volume



Modo Standby
Ajustável de 5 a 240s



Ultra Flow Control
Novo sistema de fluxo de oxigênio automático de 0,1 a 1,2 L/min



Multi-idiomas
Português, Inglês e Espanhol



Modo Escuro
Disponível apenas em Português



Sistema de Vácuo
Bomba de vácuo integrada com catalisador e desligamento automático



Led de Identificação
Cores de Led identificam os diferentes modos de utilização



Painel de controle e leitura
Display touchscreen 7"

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 230 x 306 x 175 mm

Peso: 3 kg

Fluxo de oxigênio ajustável: 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 e 1,2 L/min

Bomba de vácuo: -75 kPa de pressão máxima e vazão máxima de 4,3 L/min

Painel de leitura e controle: Display touchscreen 7"

Concentrações O₃: 1 µg/mL - 70 µg/mL

Produção de O₃: 2,8 g de O₃ por hora

Pressão de oxigênio: Pressão de trabalho entre 2,0 a 3,5 kgf/cm², com válvula fixa

Destrutor de O₃: Destrutor catalítico que converte ozônio em oxigênio

Calibração: Fotométrica (realizada em fábrica)

Fluxo de entrada de oxigênio: Regulado automaticamente pelo exclusivo sistema Flow Control

Tensão de alimentação: 100 a 240 V (seleção automática)

O **Vetplus** também possui kit transporte, que acompanha:



Maleta com rodinhas



Cilindro de oxigênio 170 L de O₂ comprimidos



Válvula sem fluxômetro

R\$ 15.900,00

Cód. 430000





Torre de Ozonização de Água 1 e 3L

Conheça a nova Torre de Ozonização de Água da Philozon, projetada para oferecer eficiência máxima e manutenção descomplicada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensões:** 1L - 530 x 172 x 159 mm
3L - 670 x 172 x 159 mm
- Capacidades:** 1 e 3 L
- Torneira:** Teflon com conexão para engate rápido e vedação em silicone
- Coluna:** Coluna em vidro com marcações de nível
- Destrutor de O₃:** Destrutor catalítico integrado à tampa que converte o ozônio em oxigênio
- Irrigador:** Apresenta botão deslizante para liberação de água, possui mangueira com memória e conector de engate rápido para conexão na torre
- Ponteira:** Em aço inox autoclavável e engate próprio para o irrigador
- Vazão de água:** 500 mL/min
- Alimentação Elétrica:** USB-C - 5V - 2A

R\$ 2.690,00 Cód. 3900 R\$ 4.290,00 Cód. 4600



Torre de Ozonização de Água 3L - Vet

Dispositivo para ozonização de água de uso clínico veterinário. Com capacidade de 3 litros, permite a produção segura e eficiente de água ozonizada para aplicações tópicas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensões:** 670 x 172 x 159 mm
- Capacidade:** 3 L
- Sprayer:** Pistola de liberação de água automática, com bico regulador, bateria recarregável e acionada por botão
- Coluna:** Coluna em vidro com marcações de nível
- Destrutor de O₃:** Destrutor catalítico integrado ao sistema que converte o ozônio em oxigênio
- Vazão de água:** 500 mL/min
- Alimentação Elétrica:** USB-C - 5V - 2A

R\$ 4.290,00 Cód. 5400





Rack para geradores

Destinado ao uso com os geradores Philozon, proporciona apoio seguro e deslocamento eficiente no ambiente clínico. Possui compartimentos para acomodação da Torre de Ozonização de Água e dos cilindros MD, M6 e ME*.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensões:** 429x 510 x 922 mm
- Peso:** 18 kg
- Materiais:** Corpo em chapa metálica com rodas em plástico
- Compatibilidade:** Compatível com geradores NG possibilitando travamento lateral por pinos; Compatível com Torre de Ozonização de Água 1L e 3L** possibilitando fixação tipo keyhole, na gaveta lateral; Compatível com os geradores ONE, V II, MX II, Dental e Vetplus, sem possibilidade de travamento.

**Com cilindros ME o compartimento da Torre ficará aberto.*

**Com as Torres de Ozonização 3L o compartimento da torre ficará aberto.*

R\$ 3.900,00

Cód. 4200



Case Transporte

Case Transporte com rodinhas para geradores de ozônio Medplus One, Medplus V e Medplus MX. Fabricado em ABS termoforado resistente, e possui rodas e alça retrátil para transporte.



R\$ 1.990,00

Cód. 3951 - One NG e Dental NG



Cilindro para oxigênio

São fabricados em liga de alta resistência, conforme normas DOT (Department of Transportation) 3 AL dos EUA e 3ALM do Canadá e são 30% mais leves que os similares em aço.



R\$ 850,00

Cód . 03 - M6 Capacidade para 170L

R\$ 1.250,00

Cód . 05 - MD Capacidade para 425L

R\$ 1.350,00

Cód . 1216 - ME Capacidade para 676L



Bomba de Vácuo portátil

Com catalisador de ozônio interno para geradores de ozônio Philozon, a Bomba realiza a sucção do gás ozônio e o converte em oxigênio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS —

Dimensões: 126 x 196 mm


Peso: 0,8 Kg

R\$ 2.100,00

Cód . 515


Válvula Reguladora de Pressão

Válvulas redutoras de pressão para controle da pressão de saída de oxigênio do cilindro.



R\$ 650,00

Cód . 1859 - sem fluxômetro



R\$ 699,00

Cód . 011 - com fluxômetro



Acessório para ozonizar a água

Frasco de vidro com tampa e borbulhador para ozonizar a água e catalisador de ozônio.

R\$ 810,00

Cód. 013

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS —

Capacidade: 500 ml

Catalisador: Destrutor Químico Catalítico



Ventosa

Ventosas em vidro para aplicação local em 3 tamanhos.

Cód. 3382 - Ventosa de Vidro Pequena (22mm)

Cód. 3383 - Ventosa de Vidro Média (46mm)

Cód. 3384 - Ventosa de Vidro Grande (60mm)

R\$ 180,00

Unidade



Campânulas Silicone

Para aplicação odontológica.

R\$ 130,00

Cód. 658



Esteto em formato "Y"

Acessório para aplicação de ozônio.

R\$ 170,00

Cód. 3381



Chave de Boca 29mm

Liga de alumínio com acabamento cromado fosco.

R\$ 80,00

Cód. 1304



Garrote

Eficiente em procedimentos médico-hospitalares ambulatoriais que requeiram imobilização ou compressão do membro superior e/ou inferior.

R\$ 22,00

Cód. 1123



Unidade filtrante (filtro biológico)

Indicada para proteger o equipamento de contaminações, de acordo com os protocolos de ozonioterapia.

R\$ 150,00

Cód. 012 - Pacote c/ 10 Unds.



Seringa Descartável



R\$51,00

Cód. 952 - 20ml Luer Slip - BD
(Pacote com 20 unidades)

R\$370,00

Cód. 964 - 50/60ml Luer Lock - TERUMO
(Caixa 20 unidades)



Sonda Uretral PVC

Cód. 969 - NR 10 FR

Cód. 970 - NR 14 FR

Cód. 971 - NR 12 FR

R\$38,00

Pacote com 20 unidades

Equipo



R\$9,90


Cód. 975 - P/ Trans Sangue Tshirt
Cam Dupla Flexivel - Hartmann

Agulha Hipod



R\$51,00

Cód. 944 - Amarela 0,30 x 13 (30G 1/2") BD
Caixa com 100 unidades



Bolsa Nutrição

R\$34,90

Cód. 957 - 300 ml

R\$34,90

Cód. 1040 - 500 ml



Philozon

O melhor do ozônio.